



Jetzt  
sparen!

## Attraktive Sonderpreise

Verpassen Sie nicht unsere Sonderpreise für  
Dispensette® S Flaschenaufsatzdispenser und BLAUBRAND®  
Messkolben – nur vom 01.04. bis 30.06.2025

BRAND. For lab. For life.®



# Sonderaktion

Aktionszeitraum: 01.04. bis 30.06.2025

## Jetzt sparen!

Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder auf [brand.de/aktionen](http://brand.de/aktionen).

## Dispensette® S

- + Einfach: Breites Einsatzspektrum für organische Lösungsmittel, Säuren, Laugen und Salzlösungen.
- + Unkompliziert: Minimale Bedienkräfte, maximaler Einstellkomfort.
- + Effizient: Zuverlässig im anspruchsvollen Dauereinsatz und bei aggressiven Medien.

Jetzt bis zu  
**20%\***  
sparen!

### Lieferumfang:

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S/ Dispensette® S Organic, für GL 45-Gewindeflaschen, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätzertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Rückdosierrohr (optional), Montageschlüssel und Polypropylen-Adapter.

### Dispensette® S, Analog

Volumen ml	Teilung ml	R* ≤ ± %    μl	VK* ≤ %    μl	Beschreibung	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
0,1 - 1	0,02	0,5    5	0,1    1	ohne Rückdosierventil	4600100	280,00
				mit Rückdosierventil	4600101	322,80
0,2 - 2	0,05	0,5    10	0,1    2	ohne Rückdosierventil	4600120	280,00
				mit Rückdosierventil	4600121	322,80
0,5 - 5	0,1	0,5    25	0,1    5	ohne Rückdosierventil	4600130	280,00
				mit Rückdosierventil	4600131	322,80
1 - 10	0,2	0,5    50	0,1    10	ohne Rückdosierventil	4600140	280,00
				mit Rückdosierventil	4600141	322,80
2,5 - 25	0,5	0,5    125	0,1    25	ohne Rückdosierventil	4600150	366,16
				mit Rückdosierventil	4600151	410,00
5 - 50	1,0	0,5    250	0,1    50	ohne Rückdosierventil	4600160	402,48
				mit Rückdosierventil	4600161	436,48
10 - 100	1,0	0,5    500	0,1    100	ohne Rückdosierventil	4600170	541,84
				mit Rückdosierventil	4600171	578,96



### Dispensette® S Organic, Analog

Volumen ml	Teilung ml	R* ≤ ± %    μl	VK* ≤ %    μl	Beschreibung	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
0,5 - 5	0,1	0,5    25	0,1    5	ohne Rückdosierventil	4630130	280,00
				mit Rückdosierventil	4630131	322,80
1 - 10	0,2	0,5    50	0,1    10	ohne Rückdosierventil	4630140	280,00
				mit Rückdosierventil	4630141	322,80
2,5 - 25	0,5	0,5    125	0,1    25	ohne Rückdosierventil	4630150	366,16
				mit Rückdosierventil	4630151	410,00
5 - 50	1,0	0,5    250	0,1    50	ohne Rückdosierventil	4630160	402,48
				mit Rückdosierventil	4630161	436,48
10 - 100	1,0	0,5    500	0,1    100	ohne Rückdosierventil	4630170	541,84
				mit Rückdosierventil	4630171	578,96



\* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Preisliste 2025.

# Messkolben, BLAUBRAND®

- + Technische Perfektion für genaueste Messergebnisse
- + Langlebigkeit made in Germany
- + In Service und Kompetenz einen Schritt voraus

Jetzt bis zu  
**25%\***  
sparen!

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, mit PP/PE-Stopfen  
ISO-Chargenzertifikat, Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf "In".

Volumen ml	Beschreibung	Ab**	Best.-Nr.	Aktionspreis €* per Stück
5	NS 10/19, Weithals	2	37238	13,65
10	NS 7/16	2	37241	13,65
	NS 10/19, Weithals	2	37243	13,80
20	NS 12/21, Weithals	2	37245	14,36
	NS 10/19	2	37246	14,10
25	NS 10/19	2	37247	14,10
	NS 12/21, Weithals	2	37293	15,75
50	NS 12/21	2	37248	15,53
	NS 14/23, Weithals	2	37290	15,75
100	NS 12/21	2	37249	16,91
	NS 14/23	2	37291	16,91
150	NS 14/23	2	37233	21,26
200	NS 14/23	2	37250	19,28
250	NS 14/23	2	37251	20,14
500	NS 19/26	2	37252	23,81
1000	NS 24/29	1	37253	42,04
	NS 29/32, Weithals	1	37234	46,20
2000	NS 29/32	1	37254	57,49

\*\* Mindestbestellmenge



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, braun  
ISO-Chargenzertifikat, Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf "In".

Volumen ml	Beschreibung	Ab**	Best.-Nr.	Aktionspreis €* per Stück
5	NS 10/19, Weithals	2	37401	23,29
10	NS 10/19, Weithals	2	37402	23,29
20	NS 10/19	2	37403	23,18
	NS 12/21, Weithals	2	37412	24,83
25	NS 10/19	2	37404	23,18
	NS 12/21, Weithals	2	37413	24,83
50	NS 12/21	2	37405	24,19
	NS 14/23, Weithals	2	37406	24,75
100	NS 14/23	2	37407	24,60
200	NS 14/23	2	37408	30,60
250	NS 14/23	2	37409	33,90
500	NS 19/26	2	37410	42,49
1000	NS 24/29	1	37411	65,78

\*\* Mindestbestellmenge



BRAND GMBH + CO KG

Postfach 1155 | 97861 Wertheim | Germany

T +49 9342 808 0 | F +49 9342 808 98000 | info@brand.de | www.brand.de



BRAND. For lab. For life.®

BLAUBRAND®, BRAND®, BRAND. For lab. For life.®, Dispensette® sowie die Wort-Bild-Marke BRAND sind Marken oder eingetragene Marken der BRAND GMBH + CO KG, Deutschland. Die Wort-Bild-Marke BRANDGROUP ist Marke oder eingetragene Marke der Brand Group SE & Co. KG, Deutschland. Alle anderen abgebildeten oder wiedergegebenen Marken sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Technische Änderungen, Irrtum und Druckfehler vorbehalten.

© 2024 BRAND GMBH + CO KG | Printed in Germany | 0425



#### Erneuerbare Energie

Wir produzieren mit 100 % Ökostrom und selbst erzeugtem Strom als Nebenprodukt unserer Wärmeerzeugung in einem effizienten Blockheizkraftwerk.



#### Nachhaltige Verpackung

Wir verwenden für die Produktverpackungen Kartonagen mit einem Recyclinganteil von rund 90 %.



BRAND ist mit dem **Gold-Status** als nachhaltiges Unternehmen von EcoVadis ausgezeichnet worden. Mehr Informationen finden Sie unter [www.brand.de](http://www.brand.de).



Laborgeräte • Laborbedarf • Labormöbel  
Eigene Glasbläserei • Labor- und Feinchemikalien  
Katharinenstraße 16 · 79104 Freiburg  
Telefon 07 61 / 38 77 00 · Fax 27 30 85

[www.kummer-laborgeraete.de](http://www.kummer-laborgeraete.de)