

Sonderpreisaktion bis 31.08.2022

LabHEAT® Standardheizhauben

Serie KM-G

In chemischen und biotechnischen Laboratorien gehören diese Heizhauben auch heute noch zur Standardausrüstung, da viele Reaktionen in diesen Bereichen temperaturabhängig ablaufen.

- für Betriebstemperaturen bis 450°C
- flexibler Glasseide-Heizkörper
- gleichmäßige Wärmeübertragung und schonende Behandlung der Glaskolben
- qualitativ hochwertige Ausführung, traditionell von Hand gehäkelt
- wärmeisoliert und schutzgeerdet
- ab 500 ml mit einem Bodenloch Ø 60 mm
- serienmäßig mit vier Befestigungshaken
- mit Heizzonen-/ Stufenschalter und Personenschutzschalter (FI-Schalter)



Kolbeninhalt ml	Kolben-Ø mm	Heizleistung W	Heizzonen	Listenpreis	Sonderpreis €
25	41	65	1	279,00 €	246,00 €
50	51	75	1	284,00 €	249,00 €
100	64	12	1	286,00 €	252,00 €
250	85	18	2	289,00 €	254,00 €
500	105	250	2	298,00 €	263,00 €
1.000	131	450	2	334,00 €	294,00 €
2.000	166	600	2	394,00 €	346,00 €
3.000	185	800	2	454,00 €	392,00 €
4.000	207	900	2*	492,00 €	433,00 €
5.000	223	1200	2*	610,00 €	536,00 €
6.000	236	1400	2*	683,00 €	594,00 €
10.000	279	2000	2*	897,00 €	788,00 €
20.000	345	2200	2*	1319,00 €	1162,00 €

*auch mit 4 Heizzonen lieferbar

Alle Heizhauben und auch das entsprechende Zubehör wie Dreifuß, Tragring oder Steuergeräte sind ab Lager lieferbar. Sonderausführungen für andere Gefäßformen, andere Spannungen oder Leistungen sowie für Temperaturen bis 900°C auf Anfrage.

Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.